



(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention  
of the grant of the patent:  
**25.02.2004 Bulletin 2004/09**

(51) Int Cl.<sup>7</sup>: **C07K 16/06**, C07K 1/18,  
A61K 39/395

(21) Application number: **01940271.8**

(86) International application number:  
**PCT/EP2001/003624**

(22) Date of filing: **29.03.2001**

(87) International publication number:  
**WO 2001/072844 (04.10.2001 Gazette 2001/40)**

(54) **A METHOD OF PRODUCING IgG**  
**EINE METHODE ZUR HERSTELLUNG VON IgG**  
**PROCEDE DE PRODUCTION D'IGG**

(84) Designated Contracting States:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU**  
**MC NL PT SE TR**

(30) Priority: **30.03.2000 SE 0001128**

(43) Date of publication of application:  
**02.01.2003 Bulletin 2003/01**

(73) Proprietor: **Amersham Biosciences AB**  
**715 84 Uppsala (SE)**

(72) Inventors:  
• **ANDERSSON, Inger**  
**S-743 30 Storvreta (SE)**

• **LINDQUIST, Lars-Olof**  
**S-756 52 Uppsala (SE)**

(74) Representative: **Franks, Barry Gerard et al**  
**Amersham plc,**  
**Amersham Place**  
**Little Chalfont, Bucks. HP7 9NA (GB)**

(56) References cited:  
**WO-A-99/18130 WO-A-99/64462**  
**DE-C- 4 118 912 US-A- 5 164 487**  
**US-A- 5 410 025 US-A- 5 593 675**

• **CHRISTINA ÖSTLUND: "Large-scale purification  
of monoclonal antibodies" TIBTECH, November  
1986 (1986-11), pages 288-293, XP002902147**

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

## Description

### Field of the invention

**[0001]** The present invention relates to a method of producing IgG for medical applications. The method of the invention provides an IgG product having low anti-complementary activity (ACA).

### Background of the invention

**[0002]** IgG prepared from human plasma is widely used in the treatment of agammaglobulinaemia, idiopathic thrombocytopenic purpura and in the prophylaxis of certain diseases. IgG preparations are administered intramuscularly as well as intravenously.

**[0003]** Within the field of the art it is well known that isolated IgG preparations have marked anticomplementary activities (ACA). It has been shown that the components responsible for these activities are aggregates of IgG that form either spontaneously or as a result of the isolation procedure. These anticomplementary aggregates have been shown to be harmful in several clinical applications of the IgG products. For example, intravenous administration of IgG preparations can give rise to adverse side reactions, including anaphylactic shock.

**[0004]** Several solutions have been proposed to overcome the problem with ACA in IgG preparations. For example, in US 3 966 906 a process is described for treating a crude gamma globulin fraction of serum with pepsin to disaggregate IgG and reduce anticomplement activity. However, the therapeutic effect provided by such a preparation is unacceptably short since it is rapidly excreted. Another drawback with the pepsin treated immunoglobulins is that their Fc binding capacity is lower than for native immunoglobulins.

**[0005]** Attempts have been made to stabilise pepsin treated IgG preparations, such as by polyethylene glycol (PEG) see for example WO 86/06993.

**[0006]** To solve the problem with high ACA activity it has been proposed to chemically modify the IgG preparations. For example, in US 3 902 262 a portion of the disulphide linkages of the IgG molecule is reduced to -SH groups and then the -SH groups are alkylated.

**[0007]** For obvious reasons, it would be desirable to have an IgG product which is free from enzymatic and other chemical modification and to be as close to native as possible. A method fulfilling these criteria has been described in "An improved chromatographic method for production of IgG from human plasma" by I. Andersson, L-O Lindquist, J. Berglöf, presented at the "XXIII Congress of the ISBT", Amsterdam, The Netherlands, July 2-8, 1994). However, this procedure also shows unsatisfactory high ACA-levels and does not fulfil the FDA and EU requirements for intravenous drugs.

**[0008]** Known methods for the manufacture of IgG compositions typically comprise several steps selected amongst:

- a) buffering plasma, for instance either by subjecting the plasma to an appropriate gel filtration chromatography or by diafiltration;
- b) removing euglobulins, such as by precipitation;
- c) removing the albumin fraction (albumin), for instance by binding albumin and the like to an anion exchanger leaving the IgG in the unbound fraction (IgG fraction);
- d) purifying, after removal of euglobulins and albumin, the IgG fraction obtained in step (c) on an anion exchanger and collecting the unbound fraction;
- e) purifying the plasma fraction obtained in step (d) on a cation exchanger and collecting the bound fraction (adsorption and release of IgG);
- f) concentrating the IgG enriched plasma fraction obtained in step (e) (IgG released from the cation exchanger), preferably by ultrafiltration;
- g) inactivating viruses by adding virus inactivation chemicals, preferably a solvent/detergent (S/D) solution, to an IgG enriched plasma fraction, for instance the fraction obtained in step (f);
- h) removing the virus antiviral chemicals added in step (g), preferably by adsorbing IgG to a cation exchanger and releasing and collecting the bound fraction;
- i) concentrating the bound fraction collected in step (h), for instance by ultrafiltration;
- j) formulating of the fraction concentrated in step (i);
- k) sterile filtration of the formulated IgG obtained in step (k).

### Summary of the invention

**[0009]** The present invention provides a solution for producing IgG products having reduced ACA, by modifying earlier known methods.

**[0010]** Thus in a first aspect the invention relates to a method of producing IgG from plasma for medical applications, comprising at least: (i') removal of albumin resulting in an IgG fraction, (ii') purifying IgG from an IgG fraction, which is derived from the IgG fraction obtained in step (i'), by adsorbing IgG to a cation exchanger and collecting the adsorbed IgG fraction, and (iii') virus inactivation in an IgG fraction derived from the IgG fraction collected in step (ii'). The method is characterized in

- (I) concentrating the IgG fraction obtained in step (i'),
- (II) adjusting pH to  $4 \pm 0.1$  of the IgG fraction released from the cation exchanger used in step (ii'), and preferably maintaining the pH below 6.0 during the remaining steps of the method; and
- (III) carrying out the virus inactivation (step iii') by using virus inactivation chemicals, preferably a solvent/detergent (S/D) solution, at a temperature of  $30^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$  for at least 4 hours.

**[0011]** Adjustment of pH to around 4 in (II) permits vi-

rus inactivation to be carried out at around 30°C. In the corresponding earlier process, in which pH was 5.5, the level of the proteolytic activity at 30°C was unacceptable.

**[0012]** A preferred variant of the process according to the invention comprises steps (a)-(k) above in which the albumin removal step (c) corresponds to (i'), the cation exchange step (e) corresponds to (ii'), and the virus inactivation (g) corresponds to (iii').

**[0013]** The purification and/or removal steps above are preferably run as chromatography. Appropriate separation media used in these steps are hydrophilic in the sense that they are able to expose surfaces carrying hydrophilic groups, such as hydroxy, amido etc., to the liquid sample containing IgG. Appropriate separation media may be found amongst those that are based on synthetic polymers and/or biopolymers (for instance polysaccharides) carrying hydrophilic groups, as referred to above. Depending on where in the process the media is to be applied they may be uncharged, or may carry positively charged (e.g. ammonium groups) and/or negatively charged groups (e.g. carboxy groups and sulphonic acid groups). The following chromatographic media are preferred:

step a) : Sephadex G25;  
step c): DEAE Sepharose FF;  
step d): Q Sepharose FF;  
step e): CM Sepharose FF;  
step h): CM Sepharose FF.

**[0014]** Sephadex and Sepharose (Amersham Pharmacia Biotech AB, Uppsala, Sweden) are based on cross-linked dextran and agarose, respectively. DEAE means that the base matrix (cross-linked dextran is substituted with diethylaminoethyl groups. Analogously Q stands for quaternary ammonium groups, and CM for carboxy methyl groups.

**[0015]** The concentrating according to (l) is preferably performed immediately after albumin removal (for instance after step c as defined above) by ultrafiltration, to less than or equal to the volume of the starting plasma.

**[0016]** To be able to use an acetate buffer in the step for removal of virus inactivation chemicals (step h), the ionic strength is adjusted to about 1.40 mS before this step.

**[0017]** In a preferred embodiment, the method also comprises, in step (i) lowering of ionic strength to  $0.5 \text{ mS} \pm 0.1$ , preferably by diafiltration against distilled water.

#### Detailed description of the invention

**[0018]** Below the invention will be described in more detail in association with the accompanying drawing, Figure 1, which schematically shows a preferred embodiment of the method according to the invention,

wherein the characterising features of the method as defined in the claims are in bold letters.

#### Starting material

**[0019]** Both Recovered Plasma, Fresh Frozen Plasma and Source plasma can be used as starting material.

**[0020]** The following subclasses of plasma can be identified and used as starting material.

1. Cryosupernatant plasma that has passed a chromatographic step for adsorption of vitamin K dependent factors (FIX, prothrombin, FVII, FX).

2. Cryosupernatant plasma from which the prothrombin complex has not been removed.

3. Plasma that has passed a gel filtration medium (preferably having exclusion limits in the same range as Sepharose 4FF (Amersham Pharmacia Biotech AB, Uppsala, Sweden) for removal of FVIII and that has passed a chromatographic step for adsorption of vitamin K dependent factors (FIX, prothrombin, FVII, FX).

4. Plasma that has passed a gel filtration medium for removal of FVIII and from which the prothrombin complex has not been removed.

**[0021]** The gel filtration medium preferably exclusion limits in the same range as Sepharose FF (Amersham Pharmacia Biotech AB).

**[0022]** In addition the starting material could also be free from ATIII and/ or Fibrinogen.

**[0023]** Below two non-limiting Examples of methods according to the invention to purify IgG are described. The methods are performed at room temperature, if nothing else is stated.

**[0024]** Anticomplementary activity (ACA) refers to measurements in the final product, is measured according to Eur. Pharmacopoeia Monograph (1997) page 963 (2.6.17) and should not be higher than  $1 \text{ CH}_{50}/\text{mg}$  immunoglobulin.

#### Example 1

**[0025]** 625 L of thawed plasma is buffer exchanged into a 0.005 M NaAc (sodium acetate) pH 7 on a column of diameter  $D_i = 800 \text{ mm}$  and bed height of  $H = 600 \text{ mm}$ , packed with Sephadex G-25 C. The flow is more than  $100 \text{ cm/h}$ , preferably  $300 \text{ cm/h}$  corresponding to a flow rate of  $1500 \text{ L/h}$ .

**[0026]** The eluted plasma is collected in a tank and 1M acetic acid is added during stirring until the pH 5.2 is reached. The plasma is left standing without stirring for 4-12 hours at a temperature of  $4-10^\circ\text{C}$ . After standing the formed euglobulin precipitation is removed by centrifugation.

**[0027]** The plasma is adjusted with 1M NaAc, pH 5.2 to a final ionic strength of  $I = 1.4$  mS (Range  $I = 1.30 - 1.50$ ). The pH shall be between 5.15 - 5.25.

**[0028]** The plasma is applied in 6 cycles, 25 - 30 g of albumin per litre gel, on a column of  $D_i = 1000$  mm and  $H = 150$  mm, packed with DEAE Sepharose FF and equilibrated with 0.020 M NaAc, pH 5.2. The linear flow rate is more than 60 cm/h, preferably 120 cm/h corresponding to a flow rate of 942 L/h. In the equilibration buffer the IgG will pass the column whilst the albumin is adsorbed. After 3 cycles the column is washed with 1.7 Vc (Vc = bed volume) of 0.15 M NaAc pH 4.0 + 0.5 M NaCl, 0.5 Vc of 0.5 M NaOH and 1.7 Vc of 0.15 M NaAc pH 4.0.

**[0029]** The IgG fraction of about 2350 L is concentrated by ultrafiltration to a final volume less or equal to 625 L, preferably 400 - 500 L. The procedure shall be started at the latest, when the whole fraction is collected from the DEAE Sepharose column.

**[0030]** The IgG solution is pH adjusted to pH 6.5 (6.45-6.55) with 1M NaOH and the ionic strength is adjusted to 1.40 mS (1.30-1.50 mS) by adding of WFI water (WFI = water for injection).

**[0031]** The IgG solution is applied in 6 cycles on a column of  $D_i = 1000$  mm and  $H = 150$  mm, packed with Q Sepharose FF and equilibrated with 0.020 M NaAc, pH 6.5. Linear flow rate is more than 30 cm/h preferably 100 cm/h corresponding to 785 L/h. After 3 cycles the column is washed with 0.5 Vc of 0.5 M NaOH and 1.7 Vc of 0.15 M NaAc pH 4.0. The break through fraction containing IgG is directly adsorbed on the next column of  $D_i = 800$  mm and  $H = 80$  mm and packed with CM Sepharose FF. When the IgG fraction from all 6 cycles has been pumped through, the column is washed with 10 Vc of 0.01 M Glycine buffer, pH 7.0. The IgG is then eluted with 7 Vc of 0.1 M Glycine + 0.15 M NaCl pH 9.0.

**[0032]** The pH of the solution is adjusted to  $4.0 \pm 0.1$  with 1M HAc (Acetic acid) and concentrated by ultrafiltration to about 5% IgG.

**[0033]** Virus inactivation chemicals, Triton X-100 and TNBP, are added to the IgG solution during stirring. This mixture is transferred to the incubation tank for heat treatment at  $30^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$  for 4-16 hours. The ionic strength of the solution is adjusted to 1.40 mS by dilution with WFI and applied in 1 cycle on another column of  $D_i = 800$  mm and  $H = 80$  mm, packed with CM Sepharose FF and equilibrated with 0.020 M NaAc buffer pH 4.0. The linear flow rate is more than 40 cm/h, preferably 80 cm/h, corresponding to 400 L/h. After application the column is washed with 10 Vc of 0.01 M Glycine buffer pH 7.0 in order to remove the inactivation chemicals. The IgG is eluted with 7 Vc of 0.1 M Glycine + 0.15 M NaCl pH 9.0 at the same flow rate and adjusted to pH 4.0 with 1M HCl. The solution is then concentrated by ultrafiltration to 5% to 7% IgG and the ionic strength is adjusted by diafiltration to  $0.5 \text{ mS} \pm 0.2 \text{ mS}$ . Finally the solution is adjusted to 5.0%.

**[0034]** The solution is formulated to the following com-

position:

- Sucrose 1g/g IgG
- IgG 5%
- pH 4.0.
- ionic strength  $0.5 \text{ mS} \pm 0.2 \text{ mS}$

**[0035]** After sterile filtration, filling and capping the solution is ready for delivery or storage.

**[0036]** ACA for different batches measured as defined above was found to be 0.5-0.7 CH<sub>50</sub>/mg immunoglobulin.

## **Example 2**

**[0037]** 625 L of thawed plasma is buffer exchanged into a 0.005 M NaAc (sodium acetate) pH 7 on a column of diameter  $D_i = 800$  mm and bed height of  $H = 600$  mm, packed with Sephadex G-25 C. The flow is more than 100 cm/h, preferably 300 cm/h corresponding to a flow rate of 1500 L/h.

**[0038]** The eluted plasma is collected in a tank and 1M acetic acid is added during stirring until the pH 5.2 is reached. The plasma is left standing without stirring for 4-12 hours at a temperature of 4-10°C. After standing the formed euglobulin precipitation is removed by centrifugation.

**[0039]** The plasma is adjusted with 1M NaAc, pH 5.2 to a final ionic strength of  $I = 1.4$  mS (Range  $I = 1.30 - 1.50$ ). The pH shall be between 5.15 - 5.25.

**[0040]** The plasma is applied in 6 cycles, 25 - 30 g of albumin per litre gel, on a column of  $D_i = 1000$  mm and  $H = 150$  mm, packed with DEAE Sepharose FF and equilibrated with 0.020 M NaAc, pH 5.2. The linear flow rate is more than 60 cm/h, preferably 120 cm/h corresponding to a flow rate of 942 L/h. In the equilibration buffer the IgG will pass the column whilst the albumin is adsorbed. After 3 cycles the column is washed with 1.7 Vc (Vc = bed volume) of 0.15 M NaAc pH 4.0 + 0.5 M NaCl, 0.5 Vc of 0.5 M NaOH and 1.7 Vc of 0.15 M NaAc pH 4.0.

**[0041]** The IgG fraction of about 2350 L is concentrated by ultrafiltration to a final volume less than or equal to 625 L, preferably 400-500 L. The procedure shall be started at the latest, when the whole fraction is collected from the DEAE Sepharose column.

**[0042]** The IgG solution is pH adjusted to pH 6.5 (6.45-6.55) with 1M NaOH and the ionic strength is adjusted to 1.40 mS (1.30-1.50 mS) by adding of WFI water (WFI = water for injection).

**[0043]** The IgG solution is applied in 4 cycles on column of  $D_i = 1000$  mm and  $H = 150$  mm, packed with a mixed bed of DEAE Sepharose FF and Arginine Sepharose FF in a proportion 60%/40% and equilibrated with 0.020 M NaAc, pH 6.5. Linear flow rate is more than 30 cm/h, preferably 100 cm/h corresponding to 785 L/h. After 2 cycles the column is washed with 0.5 Vc of 0.5 M

NaOH and 1.7 Vc of 0.15 M NaAc pH 4.0. The break through fraction containing IgG is directly adsorbed on the next column of Di = 800 mm and H = 80 mm, packed with CM Sepharose FF. When the IgG fraction from all 6 cycles has been pumped through, the column is washed with 10 Vc of 0.01 M Glycine buffer, pH 7.0. The IgG is then eluted with 7 Vc of 0.1 M Glycine + 0.15 M NaCl pH 9.0.

**[0044]** The pH of the solution is adjusted to  $4.0 \pm 0.1$  with 1M HAc (Acetic acid) and concentrated by ultrafiltration to about 5% IgG.

**[0045]** Virus inactivation chemicals, Triton X-100 and TNBP, are added to the IgG solution during stirring. This mixture is transferred to the incubation tank for heat treatment at  $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  for 4-16 hours. The ionic strength of the solution is adjusted to 1.40 mS by dilution with WFI and applied in 1 cycle on another column of Di = 800 mm and H = 80 mm, packed with CM Sepharose FF and equilibrated with 0.020 M NaAc buffer pH 4.0. The linear flow rate is more than 40 cm/h, preferably 80 cm/h corresponding to 400 L/h. After application the column is washed with 10 Vc of 0.01 M Glycine buffer pH 7.0 in order to remove the inactivation chemicals. The IgG is eluted with 7 Vc of 0.1 M Glycine + 0.15 M NaCl pH 9.0 at the same flow rate and adjusted to pH 4.0 with 1M HCl. The solution is then concentrated by ultrafiltration to 5% to 7% IgG and the ionic strength is adjusted by diafiltration to  $0.5 \text{ mS} \pm 0.2 \text{ mS}$ . Finally the solution is adjusted to 5.0%.

**[0046]** The solution is formulated as in Example 1. After sterile filtration, filling and capping, the solution is ready for delivery or storage. ACA for different batches measured as defined above was found to be 0.5-0.7  $\text{CH}_{50}/\text{mg}$  immunoglobulin.

## Claims

1. A method for producing IgG from plasma for medical applications, comprising at least: (i') removal of albumin resulting in an IgG fraction, (ii') purifying IgG from an IgG fraction, which is derived from the IgG fraction obtained in step (i'), by adsorbing IgG to a cation exchanger and collecting the adsorbed IgG fraction, and (iii') virus inactivation in an IgG fraction derived from the IgG fraction collected in step (ii'), **characterized in**

(I) concentrating the IgG fraction obtained in step (i'),

(II) adjusting pH to  $4 \pm 0.1$  in the IgG fraction released from the cation exchanger in step (ii'), and preferably maintaining the pH below 6.0 during the remaining steps of the method; and (III) carrying out the virus inactivation (step iii') by using chemicals at a temperature of  $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  for at least 4 hours.

2. The method of claim 1 comprising the steps:

- a) buffering of fresh plasma;
- b) removal of euglobulins;
- c) removal of albumin followed by (I) of claim 1;
- d) purification of plasma fraction obtained after removal of euglobulins and albumin on an anion exchanger and collecting the unbound plasma fraction (IgG fraction);
- e) purification of the IgG fraction obtained in step (d) on a cation exchanger and collecting the bound IgG plasma fraction including adjusting pH as defined in (II) of claim 1;
- f) concentration of the IgG plasma fraction collected in step (e);
- g) inactivation of virus as defined in (III) of claim 1 in the IgG plasma fraction collected in step (f);
- h) removal of the virus inactivation chemicals added in step (g) by adsorbing IgG to a cation exchanger and releasing and collecting the bound IgG plasma fraction;
- i) concentration of the IgG plasma fraction collected in step (h);
- j) formulation of the IgG plasma fraction concentrated in step (i);
- k) sterile filtration of the formulated IgG plasma fraction obtained in step (j);

3. The method according to anyone of claims 1-2, wherein the concentration according to (I) is performed by ultrafiltration to less than the volume of the starting plasma.

4. The method according to anyone of claims 2-3, comprising an adjustment of ionic strength to about 1.40 mS before step h).

5. The method according to anyone of claims 2-4, wherein an acetate buffer is used in step h).

6. The method according to one or more of the above claims, also comprising lowering after step iii', preferably in step (i) of claim 2, of ionic strength to  $0.5 \text{ mS} \pm 0.1$ .

7. The method according to claim 6, wherein the lowering of the ionic strength is by diafiltration against distilled water.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von IgG aus Plasma für medizinische Anwendungen, umfassend mindestens: (i') Entfernung von Albumin, resultierend in einer IgG-Fraktion, (ii') Reinigen von IgG von einer IgG-Fraktion, die von der in Schritt (i') erhaltenen IgG-Fraktion abgeleitet ist, durch Adsorbieren von

IgG an einen Kationenaustauscher und Sammeln der adsorbierten IgG-Fraktion, und (iii') Virusinaktivierung in einer IgG-Fraktion, abgeleitet von der in Schritt (ii') gesammelten IgG-Fraktion, **gekennzeichnet durch**

- (I) Konzentrieren der in Schritt (i') erhaltenen IgG-Fraktion,
- (II) Einstellen des pH auf  $4 \pm 0,1$  in der von dem Kationenaustauscher in Schritt (ii') freigesetzten IgG-Fraktion, und vorzugsweise Halten des pH unter 6,0 während den verbleibenden Schritten des Verfahrens; und
- (III) Durchführen der Virusinaktivierung (Schritt iii') **durch** Verwendung von Chemikalien bei einer Temperatur von  $30^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$  während mindestens 4 Stunden.

**2.** Verfahren nach Anspruch 1, umfassend die Schritte:

- a) Puffern von frischem Plasma;
- b) Entfernung von Euglobulinen;
- c) Entfernung von Albumin, gefolgt durch (I) aus Anspruch 1;
- d) Reinigen einer Plasmafraktion, erhalten nach Entfernung von Euglobulinen und Albumin, auf einem Anionenaustauscher und Sammeln der ungebundenen Plasmafraktion (IgG-Fraktion);
- e) Reinigen der in Schritt (d) erhaltenen IgG-Fraktion auf einem Kationenaustauscher und Sammeln der gebundenen IgG-Plasmafraktion, einschließlich Einstellen des pH, wie in (II) von Anspruch 1 definiert;
- f) Konzentrieren der in Schritt (e) gesammelten IgG-Plasmafraktion;
- g) Inaktivieren von Virus, wie in (III) von Anspruch 1 definiert, in der in Schritt (f) gesammelten IgG-Plasmafraktion;
- h) Entfernen der in Schritt (g) zugegebenen Virusinaktivierungskemikalien durch Adsorbieren von IgG an einen Kationenaustauscher und Freisetzen und Sammeln der gebundenen IgG-Plasmafraktion;
- i) Konzentrieren der in Schritt (h) gesammelten IgG-Plasmafraktion;
- j) Formulierung der in Schritt (i) konzentrierten IgG-Plasmafraktion;
- k) sterile Filtration der in Schritt (j) erhaltenen, formulierten IgG-Plasmafraktion.

**3.** Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2, wobei die Konzentrierung gemäß (I) durch Ultrafiltration auf weniger als das Volumen des Ausgangsplasmas durchgeführt wird.

**4.** Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche

2-3, umfassend eine Einstellung der Ionenstärke auf etwa 1,40 mS vor Schritt h).

- 5.** Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 2-4, wobei ein Acetatpuffer in Schritt h) verwendet wird.
- 6.** Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, umfassend ebenso eine Verringerung, nach Schritt iii', vorzugsweise in Schritt (i) von Anspruch 2, der Ionenstärke auf  $0,5 \text{ mS} \pm 0,1$ .
- 7.** Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Verringerung der Ionenstärke durch Diafiltration gegenüber destilliertem Wasser erfolgt.

**Revendications**

- 1.** Méthode de production d'IgG à partir de plasma pour des applications médicales, comprenant au moins : (i') l'élimination de l'albumine résultant en une fraction IgG, (ii') la purification d'IgG à partir d'une fraction IgG, qui est dérivée de la fraction IgG obtenue à l'étape (i'), par adsorption d'IgG sur une colonne échangeuse de cations et collecte de la fraction IgG adsorbée, et (iii') l'inactivation d'un virus dans une fraction IgG dérivée de la fraction IgG collectée à l'étape (ii'), **caractérisée par**

- (I) le fait de concentrer la fraction IgG obtenue à l'étape (i'),
- (II) le fait d'ajuster le pH à  $4 \pm 0,1$  dans la fraction IgG libérée à partir de la colonne échangeuse de cations à l'étape (ii'), et le fait de maintenir de préférence le pH en-dessous de 6,0 pendant les étapes ultérieures de la méthode ; et
- (III) le fait de réaliser l'inactivation d'un virus (étape iii') en utilisant des substances chimiques à une température de  $30^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$  pendant au moins 4 heures.

- 2.** Méthode de la revendication 1 comprenant les étapes consistant :

- a) à tamponner le plasma frais ;
- b) à éliminer les euglobulines ;
- c) à éliminer l'albumine puis à effectuer (I) de la revendication 1 ;
- d) à purifier une fraction de plasma obtenue après élimination des euglobulines et de l'albumine sur une colonne échangeuse d'anions et à collecter la fraction de plasma non liée (fraction IgG) ;
- e) à purifier la fraction IgG obtenue à l'étape (d) sur une colonne échangeuse de cations et à collecter la fraction IgG plasmatique liée y com-

- pris en ajustant le pH comme défini en (II) de l'étape 1 ;
- f) à concentrer la fraction IgG plasmatique collectée à l'étape (e) ;
- g) à inactiver un virus comme défini en (III) de la revendication 1 dans la fraction IgG plasmatique collectée à l'étape (f) ; 5
- h) à éliminer les substances chimiques de l'inactivation de virus de l'étape (g) par adsorption d'IgG sur une colonne échangeuse de cations et libération et collecte de la fraction IgG plasmatique liée ; 10
- i) à concentrer la fraction IgG plasmatique collectée à l'étape (h) ;
- j) à formuler la fraction IgG plasmatique concentrée à l'étape (i) ; 15
- k) à filtrer stérilement la fraction IgG plasmatique formulée obtenue à l'étape (j).
3. Méthode selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, dans laquelle la concentration selon (I) est réalisée par ultrafiltration jusqu'à un volume inférieur au volume de plasma de départ. 20
4. Méthode selon l'une quelconque des revendications 2 à 3, comprenant un ajustement de la force ionique à environ 1,40 mS avant l'étape h). 25
5. Méthode selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, dans laquelle un tampon acétate est utilisé à l'étape h). 30
6. Méthode selon une ou plusieurs des revendications ci-dessus, comprenant en outre l'abaissement après l'étape iii', de préférence à l'étape (i) de la revendication 2, de la force ionique à  $0,5 \text{ mS} \pm 0,1$ . 35
7. Méthode selon la revendication 6, dans laquelle l'abaissement de la force ionique se fait par diafiltration contre de l'eau distillée. 40

45

50

55

**Figure 1.**

**Fresh frozen plasma without coagulation factors**

**Sephadex G25**

**Euglobulin precipitation**

**DEAE Sepharose FF**

**Ultrafiltration**

**Q Sepharose FF**

**CM Sepharose FF**

**pH adjustment to  $\text{pH } 4 \pm 0.1$**

**Ultrafiltration**

**Virusinactivation at 30 °C for 4-16 h**

**CM Sepharose FF**

**Ultrafiltration**

**Diafiltration to  $0.5 \pm 0.1 \text{ mS}$**

**Formulation**

**Sterile filtration**